



No. VL01-000000777  
2024年11月25日

お客様各位

株式会社ベリタス  
バイオサイエンス本部  
技術グループ マネージャー 横沢 佑弥  
製品担当 藤原 千恵

## LABType CWD A Locus kit に関するお知らせ

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。  
HLA タイピング試薬「LABType CWD」におきまして、ビーズカウントが低下する事象が報告されましたので、お知らせいたします。詳細は下記をご覧ください。

この度は皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。今後とも弊社及び One Lambda 製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象商品およびロット】

製品コード	商品名	ロット	バッチ
RSOW1AT	LABType CWD Class I A Locus (20 test)	007	0000835210 0000851194

※上記以外のバッチ・梱包単位、および他のローカスの試薬は対象外となります。

### 【内容】

不特定のビーズにおいてビーズカウントが低下し、検査基準を満たさない事象が発生する場合がございます。

### 【弊社対応】

該当バッチの試薬を購入された方は開封・未開封に関わらず、同ロット・別バッチの試薬への交換をいたします。

ご不明な点がございましたら、技術グループ(03-5776-0040 または tech\_support@veritastk.co.jp)までお問合せ下さい。

以上

**A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY**

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076