



VL01-000000589
2023年6月14日

お客様 各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
技術グループ
マネージャー 横沢 佑弥
製品担当 小塚 寛太

EasySep™ マウス用細胞分離製品 構成品変更のお知らせ

拝啓 平素は STEMCELL Technologies 社の細胞分離製品「EasySep™」をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、EasySep™ マウス用細胞分離製品における構成品の変更についてお知らせいたします。

この変更に伴う製品の性能および品質に影響はありませんが、操作プロトコルが一部変更されます。また、同一の温度帯で輸送・保存が可能になるため、単一の箱にてお届けできるようになります。最新のプロトコルは STEMCELL Technologies 社のウェブサイト(<https://www.stemcell.com/>)にて、対象商品の Product Information Sheet をご確認ください。

ご不明な点は、弊社バイオサイエンス本部 (Tel: 03-5776-0078 または E-mail: rpt-tech@veritastk.co.jp) までお問い合わせください。

敬具

記

構成品の変更

	構成品名	構成品番号	輸送・保存温度
変更前	Normal Rat Serum	13551	-20℃

下記のいずれかに変更されています。

	構成品名	構成品番号	輸送・保存温度
変更後	EasySep™ Mouse FcR Blocker	18720	冷蔵(2-8)℃
変更後	EasySep™ Mouse FcR Blocker	18730	冷蔵(2-8)℃
変更後	EasySep™ Mouse FcR Blocker	18731	冷蔵(2-8)℃
変更後	Mouse FcR PolyBlock	300-0902	冷蔵(2-8)℃

対象製品

下記のウェブページにてご確認ください。

<https://www.veritastk.co.jp/info/2024/06/easysep-ms-component-info.html>

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

www.veritastk.co.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076