

## VERITAS PRODUCT

## ウイルス RNA 抽出コントロール試薬

## VLP-RNA Extraction Control


## ウイルス溶解・RNA 抽出を確認して偽陰性を回避!!

## 【製品特徴】

- VLP によって RNA をカプセル化し、ウイルスを模倣
- 感染性がなく、運搬・取り扱いが容易
- 一般的な RNA 抽出法を用いることが可能

## 解析データ例

## VLP-RNA Extraction Control の RT-qPCR の結果



## 推奨された抽出方法

→手技に問題がないことが確認できました

## 不適切な抽出方法

→手技の見直しが必要なことがわかります

Meridian 社 ISOLATE II RNA Mini Kit を用いて RNA 抽出

ウイルス RNA 抽出の  
確認が可能!!

商品名	商品コード	梱包単位
VLP-RNA Extraction Control Red (Emission Cy5, 670 nm)	MERMDX068-1	1 mL ( $\sim 1 \times 10^4$ copies/ $\mu$ L)
	MERMDX068-20	20 mL ( $\sim 1 \times 10^4$ copies/ $\mu$ L)
VLP-RNA Extraction Control Orange (Emission HEX, 555 nm)	MERMDX069-1	1 mL ( $\sim 1 \times 10^4$ copies/ $\mu$ L)
	MERMDX069-20	20 mL ( $\sim 1 \times 10^4$ copies/ $\mu$ L)

※各商品の価格につきましてはお問い合わせください。

## 内容

- VLP-RNA Extraction Control  
ウイルス RNA 抽出コントロール試薬
- VLP Detection Mix (Red or Orange)  
抽出 RNA 検出試薬

ベリタス「診断薬原料」特集サイト

<https://ivdgenryo.veritastk.co.jp/>



## 株式会社

ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目18-16  
住友浜松町ビル6階  
TEL.03-5776-0078(代) FAX.03-5776-0076  
E-mail: veritas@veritastk.co.jp  
<https://www.veritastk.co.jp/>